



肺炎支原体（P1）重组抗原

货 号	AG-004
来 源	<i>E. coli</i>
性 状	液体
过 滤	0.2μm
纯 度	≥90%
缓冲系统	20mM PBS 20%SKL（十二烷基肌氨酸钠）
防 腐 剂	无
保存条件	≤-20℃
有 效 期	3 年
应用范围	侧向层析、酶联免疫、化学发光、WB 等免疫检测方法。
注意事项	避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。