



## HRP 标记羊抗鼠 IgG 抗体

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 货 号    | CA-021                                                       |
| 抗体类型   | 多克隆抗体                                                        |
| 性 状    | 液体                                                           |
| 种 属    | 羊                                                            |
| 靶 标    | 鼠 IgG                                                        |
| 标 记 物  | HRP                                                          |
| 缓冲系统   | 10mM 磷酸盐缓冲生理盐水（PBS），pH7.4，50%甘油。                             |
| 防 腐 剂  | 无                                                            |
| 保存条件   | ≤-20℃避光保存                                                    |
| 有 效 期  | 24 个月                                                        |
| 建议使用浓度 | ELISA 1: 5000-1: 15000<br>免疫印记 1:400-2000<br>免疫组化 1:50-1:100 |
| 注意事项   | 1.如需多次取用，建议分装保存，防止污染；<br>2.建议根据实际使用情况调整稀释范围范围，通过实验确定最适使用浓度。  |