



## 山羊 IgG

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品货号 | BGA                                                                                    |
| 规格   | 1g 10g 20g                                                                             |
| 来源   | 正常山羊血清                                                                                 |
| 状态   | 液体                                                                                     |
| 纯化方法 | 辛酸-离子交换法                                                                               |
| 纯度   | ≥95% (SDS-PAGE)                                                                        |
| 过滤   | 0.2um                                                                                  |
| 浓度   | ≥20mg/ml                                                                               |
| 标记物  | 无                                                                                      |
| 缓冲系统 | 10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4±0.2                                                        |
| 防腐剂  | 无                                                                                      |
| 保存条件 | ≤-20℃                                                                                  |
| 有效期  | 24 个月                                                                                  |
| 注意事项 | 1. 应避免反复冻融, 如需多次取用, 建议分装保存。<br>2. 因本产品不含任何防腐剂, 2-8℃保存, 请勿超过一个月; 如需多次取用, 建议分装且加入合适的防腐剂。 |