



猫 IgG

产品货号	BFA
规 格	10mg 100mg
来 源	正常猫血清
状 态	液体
纯化方法	亲和层析法
纯 度	≥95% (SDS-PAGE)
过 滤	0.2um
浓 度	≥5mg/ml
标 记 物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4±0.2
防 腐 剂	无
保存条件	≤-20℃
有 效 期	24 个月
注意事项	1. 应避免反复冻融, 如需多次取用, 建议分装保存。 2. 因本产品不含任何防腐剂, 2-8℃保存, 请勿超过一个月; 如需多次取用, 建议分装且加入合适的防腐剂。