



大鼠 IgG

产品货号	BRA
规 格	10mg 100mg 1g
来 源	正常未免疫大鼠血清
状 态	液体
纯化方法	辛酸-离子交换法
纯 度	≥95% (SDS-PAGE)
过 滤	0.2um
浓 度	≥20mg/ml
标 记 物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4±0.2
防 腐 剂	无
保存条件	≤-20℃
有 效 期	24 个月
注意事项	1. 应避免反复冻融, 如需多次取用, 建议分装保存。 2. 因本产品不含任何防腐剂, 2-8℃保存, 请勿超过一个月; 如需多次取用, 建议分装且加入合适的防腐剂。